

Prudential



**La mayor protección
al mejor precio**

¿Cómo se mitiga la condición?

La mayoría de las personas que tienen la condición la mitigan a través de **productos absorbentes...**



¿Quién tiene la condición?

2/10 hombres +45 años
tienen Incontinencia

El 35% de hombres no
conoce la existencia de
**productos específicos
para la Incontinencia**



4/10 mujeres +45 años
tienen Incontinencia

El 80% del mercado de
Prudential es femenino

7 de cada 10 personas
coinciden en que es necesaria
una mayor educación en
Incontinencia Urinaria

PRODUCTOS ABSORBENTES DESECHABLES PARA INCONTINENCIA



BENEFICIOS DEL PRODUCTO



**BARRERA
ANTIDERRAME:**
Evita fugas



**ZONA POSTERIOR
MÁS ANCHA:**
Mayor cobertura




**DOBLE NÚCLEO DE
ABSORCIÓN:**
para mayor sensación
de sequedad



**NUEVA TECNOLOGÍA DE
DOBLE SUJECIÓN:**
Nuevas cintas el doble de
fuertes y seguras

APLICACIÓN Y USO:

PERSONA DE PIE




Sostén el protector en la parte trasera del cuerpo mientras ajusta las cintas en la parte frontal.

PERSONA SENTADA



Coloca el protector sobre una superficie, sienta a la persona sobre él y ajusta en la parte frontal.

PERSONA ACOSTADA



Coloca el protector sobre la cama a un costado de la persona, gírala recostándola sobre la espalda y ajusta en la parte frontal.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO LABORATORIO

FASE (TALLA)	CAPACIDAD DE ABSORCIÓN (g)	RETORNO DE HUMEDAD (g)	TIEMPO DE ABSORCIÓN (s)
	Mínima	Máxima	Máxima
P	815	32	110
M	1360	20	110
G/XG	1360	20	110

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Prudential Comfort Total P
 Prudential Comfort Total M
 Prudential Comfort Total G

CONTEO

10 unid.
 20 unid.
 20 unid.

PESO

Hasta 50 Kg
 50 - 77 Kg
 75 - 110 Kg

CINTURA

Hasta 80 cm
 75 - 115 cm
 104 -137 cm

CLAIMS

Ajuste perfecto y ergonómico, suave con la piel, corte anatómico, cubierta tipo tela, hipoalergénico, indicado para incontinencia severa, cierre adhesivo a la cintura, producto descartable, ahora con control de olores, cubierta exterior hidrofóbica de tela no tejida transpirable, cubierta interna tipo tela respirable, sistema especializado para distribución de líquidos, barreras laterales antifugas, bordes sellados, elástico suave y moldeable entre las piernas, libre de látex, no estéril.

TIEMPO DE VIDA UTIL:

36 meses después de su fabricación.

ROPA INTERIOR ABSORBENTE DESECHABLE



BENEFICIOS DEL PRODUCTO



**AHORA SOMOS
OVERNIGHT**



Mayor ajuste ergonómico

Extra alargamiento en la cintura

Mejor diseño y excelente comodidad

Se ve y se siente como ropa interior

Más protección
18% más absorbente

Menos cambios, menos fugas

*Versus la presentación anterior

APLICACIÓN Y USO:

LOCALIZA LA PARTE TRASERA



La parte trasera del producto es donde se encuentra impresa la talla.

COLÓCATELO COMO ROPA INTERIOR



Ya sea que estés sentado o de pie, ponte el producto de la misma manera en que te pondrías la ropa interior.

RETÍRALO FÁCILMENTE



Identifica los laterales y despréndelos para retirar el producto con facilidad.

DESECHO RESPONSABLE



Envuelve el producto usado y deséchalo de manera adecuada y responsable.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO LABORATORIO

FASE (TALLA)	CAPACIDAD DE ABSORCIÓN (g)	RETORNO DE HUMEDAD (g)	TIEMPO DE ABSORCIÓN (s)
	Mínima	Máxima	Máxima
S/M	1250	6	90
G	1250	6	90
XG	1250	6	90

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO	CONTEO	PESO	CINTURA
Prudential Invisible S/M	18 unid.	50-77 Kg	71-102 cm
Prudential Invisible G	16 unid.	75-110 Kg	97-127 cm
Prudential Invisible XG	14 unid.	92-137 Kg	122-163 cm

CLAIMS

Doble núcleo absorbente centralizado, ajuste cómodo y seguro, cintura elástica con sistema de fácil adaptación, cubierta exterior hidrofóbica de tela no tejida transpirable, sistema especializado para distribución de líquidos, barreras laterales antifugas, bordes sellados, hipoalergénico, libre de látex, no estéril.


TIEMPO DE VIDA UTIL:

36 meses después de su fabricación.

PROTECTOR DE CAMA




BENEFICIOS DEL PRODUCTO




APLICACIÓN Y USO:

PERSONA SENTADA



Levante cuidadosamente a la persona del sillón o silla de ruedas. Extienda bien el protector sobre la superficie que desee proteger.



Con cuidado vuelva a sentar a la persona sobre el protector. Si la persona usa pañal, procure que esté bien colocado.

PERSONA ACOSTADA



Ponga de lado a la persona que se encuentra sobre la superficie que quiere proteger. Estire bien el protector sobre la cama o cuna.



Coloque a la persona sobre el protector y en el centro del mismo. Si la persona usa pañal procure que se encuentre bien colocado.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO LABORATORIO

FASE (TALLA)	CAPACIDAD DE ABSORCIÓN (g)	RETORNO DE HUMEDAD (g)	TIEMPO DE ABSORCIÓN (s)
ÚNICA	700	N/A	N/A

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO	CONTEO	MEDIDA
Prudential Protector de Cama	20 unid.	90X60 cm

CLAIMS

Cubierta tipo tela, suave con la piel, múltiples capas, súper absorbentes, protector para todo tipo de superficies, con polímero superabsorbente SAP que asegura la retención de líquidos, producto descartable, libre de látex, no estéril, de un solo uso.

TIEMPO DE VIDA UTIL:

36 meses después de su fabricación.



**La mayor protección
al mejor precio**